

# SynScript™ III cDNA Synthesis Mix

## ■ 目录号

TSK322S

## ■ 产品简介

本产品是专为两步法RT-qPCR第一链cDNA合成开发的更加简化的反应系统,主要由SynScript™ III RT Enzyme Mix和5× RT Reaction Mix组成。

SynScript™ III RT Enzyme Mix含有SynScript™ III RT、RNasin、辅助蛋白和促进因子,其中的SynScript™ III RT是M-MLV逆转录酶的突变体,经多轮改造和筛选获得,其逆转录效率大幅提升,与模板结合能力更强,续进性得到改善;热稳定性显著提高,在42°C~55°C的广泛温度范围内均具有较高活性。5×RT Reaction Mix包含dNTPs、Randomer和 Oligo (dT)<sub>17</sub>等基础组分,各组分针对qPCR实验进行优化,能够保证qPCR结果的稳定性和重复性。本产品提供的gDNA Remover可彻底去除RNA模板中残留的基因组DNA,能够保证qPCR结果更加可靠,并可简化qPCR引物设计,无需跨内含子设计引物。

01

本产品仅供研究使用,不用于临床诊断。

## ■ 产品组成

组分	规格
SynScript™ III RT Enzyme Mix	50 μL
5× RT Reaction Mix	200 μL
gDNA Remover	50 μL
10× gDNA Remover Buffer	50 μL
RNase-free Water	1.0 mL

## ■ 产品应用

本产品合成的第一链cDNA主要用于实时荧光定量PCR反应。

## ■ 产品特点

- 使用方便,操作简单,无繁琐加样步骤。
- 逆转录效率和续进性高,可获得高产量cDNA。
- 热稳定性高,有利于复杂结构RNA模板逆转录的进行。
- SynScript™ III RT Enzyme Mix中含有RNasin,能够有效抑制RNase活性,减少模板RNA的降解。

## ■ 使用方法

### 1. 基因组DNA去除反应

- 将RNA模板、RNase-free Water和10× gDNA Remover Buffer置于冰上融解备用。
- 在无核酸酶的微量离心管中,按照下方表格在冰上配制反应体系(10 μL):

02

本产品仅供研究使用,不用于临床诊断。

组分	用量
RNA模板 <sup>a</sup>	见标注
gDNA Remover	1 μL
10× gDNA Remover Buffer	1 μL
RNase-free Water	Up to 10 μL

a. 模板为总RNA时,推荐用量为10 ng~2 μg;模板为mRNA时,推荐用量为0.5 ng~500 ng。

- 使用移液器吹打混匀体系并短暂离心,42°C孵育2 min,60°C孵育5 min。

### 2. 逆转录反应

- 上一步反应液迅速置于冰上冷却,短暂离心后加入以下组分:

组分	用量
上一步反应液	10 μL
5× RT Reaction Mix	4 μL
SynScript™ III RT Enzyme Mix	1 μL
RNase-free water	Up to 20 μL

- 使用移液器吹打混匀体系并短暂离心,25°C孵育10 min,50°C孵育15 min。
- 85°C孵育5 min,逆转录产物置于冰上或冷藏备用。

## ■ 注意事项

- 实验中应避免RNase污染,防止RNA降解或实验中的交叉污染。操作人员需佩戴口罩和一次性手套,实验中并经常更换手套,使用RNase-free耗材。

03

本产品仅供研究使用,不用于临床诊断。

- 为保证逆转录成功,请使用高质量的RNA。推荐使用琼脂糖凝胶电泳的方法检测RNA完整性。
- 本产品中各组分在冰上解冻后,应充分混匀并短暂离心后使用。
- 逆转录产物用于扩增反应时,其使用量不应超过总反应体积的10%。

## ■ 常见问题与解决方法

常见问题	可能原因	解决方法
产物用于qPCR实验,无Ct值或Ct值偏大	RNA降解	重新提取和使用新鲜RNA,推荐使用琼脂糖凝胶电泳的方法检测RNA完整性;使用RNase-free耗材
	RNA纯度不高(如苯酚、乙醇、多糖多酚等残留)	使用高质量RNA模板
	体系未充分混匀	将体系各组分离冰上溶解后,充分振荡混匀
	qPCR引物质量差	重新设计高质量引物
	cDNA长期保存于4°C	使用新获取的cDNA; cDNA长期保存推荐温度为-20°C或-80°C; cDNA应避免反复冻融
产物用于qPCR实验,Ct值过小	RNA用量或基因表达量高	适当减少RNA用量
	cDNA用量过高	适当减少cDNA用量;必要时,进行10倍的梯度稀释预试验,得到最佳稀释倍数
	逆转录/qPCR体系/环境中存在大量基因组污染	使用gDNA remover对RNA进行处理;对实验环境进行紫外辐照或使用Trelief® Solution核酸清洁液(目录号:TSP001)处理

04

本产品仅供研究使用,不用于临床诊断。

熔解曲线多峰	qPCR引物特异性差	重新设计高特异引物
	逆转录体系存在基因组污染	使用gDNA remover对RNA进行处理
	qPCR体系存在污染	使用RNase-free耗材
阴性对照有扩增曲线	环境或气溶胶核酸污染	对实验环境进行紫外辐照或使用Trelief® Solution核酸清洁液(目录号:TSP001)处理
	qPCR体系污染	使用RNase-free耗材

## ■ 保存条件

-25~-15°C保存,保质期1年。

## ■ 技术支持

公司产品使用过程中如有任何疑问与建议,欢迎随时与我们联系:

product@tsingke.com.cn.

05

本产品仅供研究使用,不用于临床诊断。



网址: www.tsingke.com.cn  
地址: 湖北省鄂州市葛店开发区东湖高新智慧7栋

06

1.1.2.20211119