

## 去钠伊红染色液(醇溶, 0.5%)

货号: G1106

规格: 100mL

保存: 室温, 避光保存, 有效期 1 年。

### 产品介绍:

伊红(Eosin)又称曙红, 属人工合成染料, 为桃红色或粉红色的粉末。去钠醇溶伊红染色时间较短, 色彩鲜艳, 对比清洗。适宜与苏木精配合染色以显示正常或病理组织的形态结构。

去钠伊红染色液(醇溶, 0.5%)采用特有防腐剂, 操作简单, 不使用汞、甲醇等有毒试剂。常用于组织切片或培养细胞的染色, 染色后细胞浆呈粉红色或红色。

### 自备材料:

乙醇、4%多聚甲醛

### 操作步骤: (仅供参考)

#### 1. 样品处理

石蜡切片: 二甲苯中脱蜡 2 次每次 5-10min。系列乙醇(100%、95%、85%、75%)复水, 每梯度 3min。蒸馏水 2min。

冰冻切片: 取出恢复至室温后蒸馏水浸洗 2min。

培养细胞: 用 4%多聚甲醛固定 10min 以上。蒸馏水清洗 2 次, 每次 2min。

#### 2. HE 染色

- 1) 苏木素染色 2-10min(具体时间根据染色结果和实验要求调整), 水洗。
- 2) 盐酸酒精分化液分化 5-10s, 水洗。
- 3) 自来水洗 10min 返蓝或者用返蓝液返蓝, 蒸馏水洗。
- 4) 切片入 95%酒精处理 1min。
- 5) 入去钠伊红染色液(醇溶, 0.5%)染色 10-30s。
- 6) 95%酒精清洗两次洗去多余染料, 每次 3-5s, 无水乙醇脱水两次, 每次 3-5s。
- 7) 二甲苯透明两次, 每次 5min。中性树胶或其它封片剂封片。

### 染色结果:

细胞核	蓝色
细胞浆	红色

### 注意事项:

1. 如果需要脱水、透明和封片处理, 需自备二甲苯, 中性树胶或其它封片剂。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

## Solvent Sodium-Free Eosin Y Alcoholic Solution, 0.5%

**Cat:** G1106

**Size:** 100mL

**Storage:** RT, avoid light, valid for 1 year.

### Introduction

Eosin, a synthetic dye, is a pink powder. The molecular formula of ethanol-soluble eosin is  $C_{20}H_8Br_4O_5$  and its molecular weight is 649.9. Sodium-Free Eosin Y Solution, 0.5%, Ethanol Solvent is most suitable for staining with hematoxylin to show the morphological structure of normal or pathological tissues.

Sodium-Free Eosin Y Alcoholic Solution, 0.5% uses special preservatives, which is simple to operate and does not have toxic reagents such as mercury and methanol. It is often used for staining tissue sections or cultured cells to red in the cytoplasm.

### Self Provided Materials

Ethanol, 4% polyformaldehyde

### Protocol (for reference only)

#### 1. Sample treatment

For paraffin section: dewax in xylene twice for 5-10mins each. Rehydrate with series ethanol (100%, 90%, 80%, 70%) for each level 3mins, and finally in distilled water for 3mins.

For frozen section: restore to RT and wash with distilled water for 2mins.

For cultured cell: fix with 4% PFA for more than 10mins. Then wash with distilled water twice for 2mins each.

#### 2. HE stain

- 1) Hematoxylin dyeing for 5-20 min (specific time adjusted according to dyeing results and experimental requirements), washing.
- 2) Differentiate with hydrochloric acid alcohol differentiation solution for 5-10 seconds and wash.
- 3) Washing with tap water for 10min to turn blue or bluing by bluing water then distilled water.
- 4) Treat with 95% alcohol for 1 min.
- 5) Stain with Sodium-Free Eosin Y Alcoholic Solution, 0.5% for 10-30 seconds.
- 6) Dehydrate twice with 95% alcohol without washing for 10 seconds each time, and twice with anhydrous alcohol for 10 seconds each time.
- 7) Transparent with xylene twice for 5 min each time. Seal with neutral gum or other sealant.

### Result

Nucleus	Blue
Cytoplasm	Red

### Note

1. If dehydration, transparency and sealing are needed, self-prepared xylene, neutral gum or other sealing agents are required.
2. For your safety and health, please wear experimental clothes and disposable gloves.