

转盘混匀仪

CE-VTC-Mix30转盘混匀仪以温和的方式混匀，以避免细胞破裂匀速地长时间连续混合，用于样品的组织培养，萃取，测定沉降率（包括各种血样的化学测定）。



数显液晶屏幕

静音无刷电机

兼容多种试管

倾斜角度调节

> 技术参数

	CE-VTC-Mix30
型号	CE-VTC-Mix30
转速	20-80rpm
电机	直流无刷
控制方式	数显按钮
定时范围	1min-99h59min
输入功率	12W
输入电源	DC12V/1A
仪器尺寸	230*175*255mm
包装尺寸	240*200*235mm
净重	1.67kg