

## Tris-甘氨酸蛋白电泳缓冲液(即用型干粉)

产品编号	产品名称	规格
BL603A	Tris-甘氨酸蛋白电泳缓冲液(即用型干粉)	1 L

### 产品简介:

Tris-甘氨酸电泳缓冲液是用于蛋白变性聚丙烯酰胺凝胶电泳实验 (SDS-PAGE) 中的缓冲试剂。本产品为粉剂, 使用前加双蒸水定容到 1L 即可。

### 主要成分:

Tris-base	25mM
甘氨酸	250mM
SDS	0.1%

### 使用方法:

使用时用双蒸水稀释到 1000ml 后即可使用。

溶解后请尽快使用。

### 注意事项:

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 保存条件:

室温保存, 一年有效。