

## Phosphate Buffered Saline with Tween-20 (10×)

### PBST 缓冲液 (10×, pH7.4)

产品编号	产品名称	规格
BL314B	PBST缓冲液 (10×, pH7.4)	500ml

#### 产品简介:

PBST 即磷酸盐缓冲液 (PBS), 由氯化钠、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠等组成, 含 0.05%Tween20, 不含  $\text{Ca}^{2+}$ 、 $\text{Mg}^{2+}$ , pH 值为 7.4, 多用作 ELISA 清洗液, 亦可用于清洗 Western Blot 实验中 PVDF 膜或 NC 膜。

#### 使用方法:

本产品为 10×浓缩液, 使用时需用蒸馏水或去离子水稀释为 1×后使用, 例如配制 1L PBST (1×) 工作液, 取 100ml PBST (10×) 加入 900ml 去离子水混匀即可。

#### 注意事项:

- 1、没有用完的 PBST 可以室温保存一周左右, 如果发现洗涤液出现浑浊、沉淀等异常现象, 需废弃。
- 2、本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

#### 保存条件:

4°C 保存, 有效期 1 年。

