

AGel-Gel Cutter

阿娇-切胶小工具

目录号

DZZ102

产品简介

本产品适用于在凝胶回收实验中切取完整均一的胶块。其独特的活塞式设计，大幅简化了切胶操作，仅需一切一推，2 s 即可完成切胶，且可进行连续切胶。本产品摒弃了传统的刀片工具，采用塑料制作，无安全隐患。

产品组成

组分	规格
阿娇-切胶小工具	20 个/包

产品应用

- ◆ 本产品适用于在凝胶回收实验中切取完整均一的胶块。


产品特点

- ◆ 快速：一切一推，2 s 切胶；
- ◆ 安全：塑料工具，无安全隐患；
- ◆ 高效：支持连续切胶。

使用方法

手持小工具，对准切胶仪或其他成像系统中凝胶条带位置，按下切后推出小工具中的胶块即可完成切胶。

注：关注“达领生物”公众号，并回复“切胶小工具”，获取操作教程。



技术支持

本公司产品使用过程中如有任何疑问与建议，欢迎随时与我们联系：

product@tsingke.com.cn

关联产品推荐

产品名称	货号	应用
SafeGreen 核酸染料 (10000×水溶液)	DLE201	适用于琼脂糖凝胶或聚丙烯酰胺凝胶中 dsDNA、ssDNA 和 RNA 的染色
DNA 凝胶回收试剂盒 (安全便捷型)	DLN801	适用于从琼脂糖凝胶或 PCR 产物中回收多至 10 μg DNA
高纯度低电渗琼脂糖	TSJ001	适用于核酸凝胶电泳的分离和分析

说明书版本号

1.1.1.ZZ102.2508

